

A.4018

A.4019

A.4022

A.4023

A.4024

Self·light®



Engangs utstyr til anoskopi

Disposable medical proctoscopes

CE



Made in Italy

Anoskopene Self·light® er til engangsbruk, de er utstyrt med en egen lyskilde - pen light- som tillater at spesialisten kan utføre endoskopi og forskjellige terapeutiske undersøkelser også ved poliklinikker, på sykehusavdelinger eller i hjemmet.

Self·light® anoskop kan også brukes med ekstern lyskilde og lysfibrerkabel. Anoskopene er laget av gjennomsiktig plastmateriale, anoskopene er pakket i poser som er forseglet enkeltvis. En Pen-light er inkludert i esken ved pakkebestilling.

The Self·light® disposable proctoscope utilizes a convenient battery-operated pen light, enabling examinations and minor therapeutic procedures to be performed in a non-specialist out-patients' department, on the ward or at home. Self·light® can also be used with a plug-in light source produced by Sapi Med, if desired. Self·light® proctoscopes are made of transparent plastic material and supplied in individually sealed bags. A free pen-light is included in each box of scopes.



KEBOMED

Engangs undersøkelsesutstyr til anoskopi

Disposable devices for anoscopy

TEKNISKE SPESIFIKASJONER


- Klar transparent plastikk proktoskop
- Refleksfri
- Garantert atraumatisk Forskjellige design – også pediatri
- Perfekt belysning med kald lyskilde fra Sapi Med eller pen-light
- I overensstemmelse med europeiske direktiv 93/42/EU
- Lateksfri

TECHNICAL FEATURES

- Clear, transparent plastic proctoscopes
- Range of four size/designs to suit varying clinical needs
- Flash-free
- Guaranteed atraumatic
- Illumination by either Sapi Med cold-light source or pen-light
- Conforms fully with essential requirements of European Council Directive 93/42/EU.
- Latex Free

W.0001161GB REV.04 04 2008

REF A.4018



Diagnostisk Anoskop til bruk i pediatrien "fløytespiss"

Til engangsbruk, selvlysende
Tube lengde: 56 mm
Indre diam: 18 mm
For en optimal endoskopisk undersøkelse


Esker av: 75 stk. + 1 pen-light

Proctoscope diagnostic/paediatric flute beaked

Disposable self-lighting
Tube length: 56mm
Tube diameter: 18mm
For clear and easy rectal examination

Quantity per box: 75 pcs. + 1x pen-light

REF A.4019



Diagnostisk Anoskop til bruk i pediatrien "stamme"

Til engangsbruk, selvlysende
Tubelengde: 54 mm
Indre diam: 18 mm
For en optimal endoskopisk undersøkelse


Esker av: 75 stk. + 1 pen-light

Proctoscope diagnostic/paediatric trunk-end

Disposable self-lighting
Tube length: 54mm
Tube diameter: 18mm
For clear and easy rectal examination

Quantity per box: 75 pcs. + 1x pen-light

REF A.4022



Blu Scope operativt Anoskop, rett ende

Til engangsbruk, selvlysende, selvholdend
Tubelengde: 79 mm
Indre diam: 23 mm
Circa 1,4 cm lengre enn A.4024. Mandrenge har noen tekniske finesser som gjør det lettere for legen å manøvrere den og som gjør det mindre traumatisk for pasienten under eksplorasjonen av anus.
De samme indikasjonene for bruk som beskrevet under ref. A 4023
Tillater en perfekt inspeksjon av analkanens vegger.


Confezione: 50 stykk + 1 pen-light

Surgical/Examination Blu Scope Proctoscope trunk-end

Disposable, self-lighting
Tube length: 79mm
Tube diameter: 23mm
It has an increase of about 14mm over the A.4024, so offering the practitioner improved access higher up the rectum.
The introducer is designed for easy and atraumatic introduction to the patient.
A.4022 has similar design characteristics to code A.4023. It allows excellent control of the anal canal walls.

Quantity per box: 50 pcs. + 1x pen-light

REF A.4023



Operativt Anoskop "skrå ende"

Til engangsbruk, selvlysende
Tubelengde: 88 mm
Indre diam: 23 mm
Spesielt egnet til biopsier, elastiske bindinger og skleroserende terapier av hemoroider, innsnitt av intra-anale bloduttredelser, fjerning av hypertrofiske anale polypper, syng med sting etter polypectomi-inngrep, fotokoagulering.


Confezione: 50 stykk + 1 pen-light

Surgical/Examination Proctoscope flute beaked

Disposable self-lighting
Tube length: 88mm maximum
Tube diameter: 23mm
Flute beak to perform biopsies, elastic ligatures and haemorrhoid sclerosis, incision of intra-anal haematomas, excision of hypertrophic anal papillae, sutures with haemostatic stitches following polypectomy, I.R. coagulation etc.

Quantity per box: 50 pcs. + 1x pen-light

REF A.4024



Operativt Anoskop "rett ende"

Til engangsbruk, selvlysende
Slange: lengde 65 mm
Lys: diam. 23 mm
Den samme karakteristikk som anoskop A4023. Tillater en perfekt inspeksjon av analkanens vegger.

Confezione: 50 stykk + 1 pen-light

Surgical/Examination Proctoscope trunk-end

Disposable self-lighting
Tube length: 65mm
Tube diameter: 23mm
A.4024 has similar design characteristics to code A.4023. Allows excellent control of the anal canal walls

Quantity per box: 50 pcs. + 1x pen-light