

SapiMed Anoskopi

Utstyrspakke for diagnostisk og operativ anoskopi


Denne utstyrspakken inneholder alt som trengs for anoskopiske undersøkelser; godt lys kombinert med engangs anoskopistyr.

Lyskilden, EndoLight Flex LED er en støyfri LED-lyskilde som er svært kompakt og veier kun 4 kg. Lysstyrken kan dimmes 0-100 %, og den har levetid på over 30.000 timers bruk. Sammen med lyskilden tilbyr vi lyskabel og lysfiberstav som kan føres inn i anoskop.

Utstyret kan benyttes sammen med våre engangs anoskop fra SapiMed. Dette er anoskop som er rimelige, gode og enkle i bruk.


Skulle man ha behov for tenger til bruk sammen med anoskopene, kan vi levere også dette.

SapiMeds anoskop kommer i følgende utgaver:




Anoskop, operativt voksen, skrått

Artikkelnr. A.4023
Tube 88 mm, Ø 23 mm, skrå tupp
Eske á 50 stykk




Anoskop, operativt voksen, rett

Artikkelnr. A.4024
Tube 65 mm, Ø 23 mm, rett tupp
Eske á 50 stykk



Anoskop, diagnose pediatri, skrått

Artikkelnr. A.4018
Tube 56 mm, Ø 18 mm, skrå tupp
Eske á 75 stykk



Anoskop, diagnose pediatri, rett

Artikkel A.4019
Tube 54 mm, Ø 18 mm, rett tupp
Eske á 75 stykk



Lyskilde, Endolight Flex LED



Lysfiberkabel og lysfiberstav



Engangs anoskop

Bestillingsinformasjon	Artikkelnr.	Antall
Endolight Flex LED, komplett	51660011	1 stk
Lysfiberkabel, Ø 2,5 mm, 2,3 m lang	806625231	1 stk
Lysfiberstav	B.0365	1 stk

