

MVA Manuell Vakuumaspirasjon

Tømming av uterint innhold med lokalanestesi

Fra Durbin Sexual Health tilbyr vi MVA for kirurgisk behandling av spontanaborter, missed abortion og rester etter medisinske aborter.

- 98% effektivt
- Kan brukes fra uke 5-12
- Kan brukes på poliklinikk eller sengepost
- Kan brukes med lokalbedøvelse
- Gjør det enkelt å identifisere fosterrester og få gjort en fullstendig tømming av uterus
- Reduserer kostnader da man ikke trenger operasjonsstue og narkose

Den manuelle aspiratoren har låseventilsystem som gjør at man kan forberede den med vakuum før prosedyren.

Kanylene er fargekodet avhengig av størrelse:

7 mm: Lys brun

8 mm: Hvit

9 mm: Mørk brun

Produktet kan bestilles her:

Epost: ordre@kebomed.no

Tlf: 55 98 77 00



Aspirator med dobbeltventil



Ipas Easy Grip Cannula, 7 mm



Ipas Easy Grip Cannula, 8 mm



Ipas Easy Grip Cannula, 9 mm

Bestillingsinformasjon	Artikkelnr.	Antall
Ipas Manuell Aspirator, m/dobbeltventil, usteril	DISP0021060	1 stykk
Ipas EasyGrip-kanyle, engangs, 7 mm	DISP0022007	1 stykk
Ipas EasyGrip-kanyle, engangs, 8 mm	DISP0022008	1 stykk
Ipas EasyGrip-kanyle, engangs, 9 mm	DISP0022009	1 stykk

