

# KEBOMED



## Otopront Basic Plus

Fleksibel og ergonomisk  
ØNH-unit av høy kvalitet

## Basic Plus

otopront®

### ØNH-enhet av høy kvalitet

Otopronts ØNH-uniter er designet for bruker-vennlighet, effektivitet og hygiene. I utformingen er det lagt vekt på god ergonomi og en fleksibel planløsning. Unitene bygges fra et modulsystem hvor man starter med en basisunit og bygger løsningen ut etter ønske. Modulene kan brukes frittstående slik de er, og det er mulig å skreddersy løsninger etter kundens ønske.

### Egenskaper, oppsummert

- Alle deler av uniten er til enhver tid innenfor rekkevidde og manøvreres lett med én hånd
- Inneholder nok skuffer og oppbevaringsrom til instrumenter og forbruksmateriell
- Fleksibel planløsning med moduler som kan plasseres akkurat slik det er mest hensiktsmessig for brukeren
- Kan leveres med en rekke typer ekstrautstyr, som endoskopisenter for 2 eller 4 skop og holder for pannelampe, ekstra instrumentkabinett, utvidet speilvarmer, skrivebord, platå for utstyr, med mer
- Kan kobles til avløp eller brukes med engangssug
- Kan også leveres i venstrehendt versjon
- Produseres hovedsakelig i stål og aluminium og med lokk av pleksiglass for maksimal holdbarhet – ingen plast som morkner, slites i stykker eller misfarges
- Kan leveres mobil på hjul
- Glatte flater gjør rengjøring enkel, alt håndstyre på uniten kan autoklaveres
- Har et antimikrobielt vannfilter og reservoar for desinfiseringsmiddel
- Kan produseres i et bredt utvalg farger og kan omlakkeres ved behov
- Kan leveres med unitmontert ØNH-mikroskop



### Bestillingsinformasjon

### Artikkelnr.

### Antall

Bestillingsinformasjon	Artikkelnr.	Antall
Basic Plus ØNH-unit	250.000E	1 stk
Endoskopisenter, 2 skop/4 skop	250.001E/250.002E	1 stk
Ekstra instrumentkabinett	200.300E/200.301E	1 stk
Speilvarmer for 50 speil	100.138E	1 stk
Platå for utstyr	556.226E	1 stk
Karl Kaps ØNH-mikroskop, unitmontert	325.319	1 stk

