

...og dens potensielle skadevirkninger

Helserisiko forbundet med kirurgisk røyk*

- Akutte og kroniske betennelsesforandringer i luftveiene (emfysem, astma, kronisk bronkitt)
- Hypoksi/ørhet, svimmelhet, hodepine, øyeirritasjon, nysing, kvalme
- Kardiovaskulær dysfunksjon, dermatitt, angst, anemi, karsinom, leukemi
- HIV, hepatitt

Løsningen?

- Operasjonsmasker: Gir liten eller ingen beskyttelse for personale fordi kirurgisk røyk trenger gjennom
- Generell ventilasjon i operasjonssalen: Gir for lav luftutveksling til å fjerne røyk før den påvirker folk
- Røykstav/veggsug: For lav kraft for de fleste diatermiinngrep

Kirurgisk røyk må fjernes direkte fra røykkilden.



Bestill SafeAir Smoke Pencil med røykavsug

Bestillingsinformasjon

PENCIL		
SHK-VS	SafeAir Smoke Pencil – trykknapp – uten coating 70 mm bladelektrode	Eske à 10
SHK-VS-C	SafeAir Smoke Pencil – trykknapp – med coating 70 mm bladelektrode	Eske à 10

FORLENGELSESHYLSER		
SHK-EST-0070	Forlengelsehylse til Safe Air Smoke Pencil 70 mm lang	Eske à 10
SHK-EST-0125	Forlengelsehylse til SafeAir Smoke Pencil 125 mm lang	Eske à 10
SHK-EST-0165	Forlengelsehylse til SafeAir Smoke Pencil 165 mm lang	Eske à 10
SHK-EST-0200	Forlengelsehylse til SafeAir Smoke Pencil 200 mm lang	Eske à 10



2013-12 BW01398-NO

OPERASJONSSAL



CE marked by
 SafeAir Smoke Pencil

Distribueres av:
KEBOMED AS
Tlf: 55 98 77 00
E-post: info@kebomed.no
www.kebomed.no

KEBOMED

SafeAir AG
D4 Platz 3
CH-6039 Root Längenbold
Sveits

E-post: info@safear.ch
www.safear.ch

MVA-nr.: CHE-299.243.601
SafeAir er et varemerke som tilhører
SafeAir AG. Copyright SafeAir 2012

SafeAir
Surgery without smoke

SafeAir Smoke Pencil
Diatermi penn
med integrert
røykutsug



SafeAir
Surgery without smoke

Det er røyk i luften. Og den er farlig

Vi tillater ikke røyking på sykehus. Men røyken fra elektrokirurgi er like helseskadelig som sigarettøyk.

Den inneholder dessuten biologisk materiale som kan gi alvorlige helseproblemer.



Termisk
destruksjon
av 1 g vev
=
røyking av seks
sigaretter*



Biologisk
materiale
=
infeksjonsrisiko

Kirurgisk røyk...

- Arvestoffskadelige og kreftfremkallende partikler med helseisiko lik sigarettøyk
- Levedyktig og ikke-levedyktig biologisk materiale, f.eks. celler, bakterier og virus som bærer infeksjonsrisiko og overfører sykdommer
- Støv som er skadelig for lungene, og som trenger inn i luftveiene og forårsaker akutte og kroniske betennelsesforandringer

Kirurgisk røyk sprer seg fra operasjonsstedet ut i rommet.

Risikoen fra eksponering for kirurgisk røyk er kumulativ.

SafeAir Smoke Pencil Diatermipenn med røykavsug. En effektiv diatermipenn...

Presis håndtering

- Slank form
- Lett, bøyelig slange som kan roteres i lengderetningen og følger kirurgens hånd
- Fullt ut integrert kabel i slangen



Egnet til alle typer inngrep


- Kompatibel med elektroder fra de fleste produsenter på markedet



...med røyksug direkte fra røykkilden



Røyksug gjennom transparent sugespiss for klart overblikk på operasjonsstedet.



Utvalg av forlengere i fire lengder.



Juster forlengernes posisjon ved å vri den nærmere eller lenger vekk fra elektrodespissen.



Væskesug som tilleggsutstyr. Dobbelkobling passer 22 mm filterdyse og 8 mm innløp på sekretflaske.