

KEBOMED



Endolight Flex LED

Svært kompakt LED-lyskilde
med kraft tilsvarende 180W
xenonlys

Endolight Flex LED

Kompakt og kraftig lyskilde

Richard Wolf Endolight Flex LED er en lyskilde som er svært kompakt. Med sin hendige størrelse og vekt på kun ca. 4 kg, får den plass hvor som helst.

Egenskaper oppsummert

- Ekstremt kompakt system, perfekt for steder med begrenset plass
- Dimensjoner: 150 (bredde) x 55 (høyde) x 220 (dybde) mm
- Vekt kun 4 kg
- 30.000 timers levetid
- Støyfritt
- Lysstyrke tilsvarende 180 Watt xenonlys
- Integrert VESA 100-kobling for enkel montering på siden av et rack eller en skjerm
- Lysfarge på 6.500 K
- Kan dimmes mellom 0-100 %
- Kan kombineres med kamerasystemet Endocam Flex HD, som er like kompakt som lyskilden, og som kan brukes med en rekke fleksible skop



Endolight Flex LED



Endolight Flex LED kombinert med Endocam Flex HD



Eksempel på festing bakpå skjerm, her både lyskilde og kamerakonsoll

Bestillingsinformasjon	Artikkelnr.	Antall
Endocam Flex LED-lyskilde	51660011	1 stk
Endocam Flex HD Videoprosessor	55211011	1 stk
Endocam Flex Kamerahode	5521902	1 stk
Bordstativ for 1 stk Flex-enhet	5370401	1 stk
Bordstativ for 2 stk Flex-enhet	5370402	1 stk
Monteringskit for festing på tralle	32116452	1 stk

