

KEBOMED



Lyskabler

Lyskabler for bruk
med skop og lyskilder
fra alle produsenter

Lyskabler

Richard Wolfs lyskabler kommer med endestykker som gjør at de kan brukes sammen både med Richard Wolfs eget utstyr, men også med endoskop og lyskilder fra andre produsenter.

Egenskaper oppsummert

- Klikk-på-tilkobling — letter å feste lyskabel til skop
- Armering beskytter lyskablene mot knekk av lysfiberne og gir økt levetid
- Rigide skop fra Richard Wolf har fargekoding for korrekt lyskabel
- Fargekoding av lyskablene gjør at man raskt kan identifisere diameter på kablen
Blå: 1,6 mm Grønn: 2,5 mm
Oransje: 3,5 mm Grå: 5,0 mm
- Kan bestilles med eller uten sett med endestykker til Wolf-skop og Wolf-lyskilde
- Fusion-serien er kabler som tåler ekstra høye nivåer av varme, for eksempel fra xenonlys



Gummiringer for fargeidentifikasjon



Adapter til Wolf/Styker-lyskilder

Adapter til Olympus-lyskilder

Adapter til Wolf-skop

Adapter til Stortz/Stryker/Olympus-skop

Adapter til ACMI-skop

Bestillingsinformasjon	Art.nr. m/Wolf-endestykke	Art.nr. u/endestykke	Antall
Lyskabel, Ø 1,6 mm, 1,8 m lang	806616181	80661618	1 stk
Lyskabel, Ø 1,6 mm, 2,3 m lang	806616231	80661623	1 stk
Lyskabel, Ø 1,6 mm, 3,0 m lang	806616301	80661630	1 stk
Lyskabel, Ø 2,5 mm, 1,8 m lang	806625181	80662518	1 stk
Lyskabel, Ø 2,5 mm, 2,3 m lang	806625231	80662523	1 stk
Lyskabel, Ø 2,5 mm, 3,5 m lang	806625301	80662530	1 stk
Lyskabel, Ø 3,5 mm, 1,8 m lang	806635181	80663518	1 stk
Lyskabel, Ø 3,5 mm, 2,3 m lang	806635231	80663523	1 stk
Lyskabel, Ø 3,5 mm, 3,0 m lang	806635301	80663530	1 stk
Lyskabel, Ø 3,5 mm, 3,5 m lang	806635351	80663535	1 stk
Lyskabel, Ø 5,0 mm, 2,3 m lang	806650231	80665023	1 stk
Lyskabel, Ø 5,0 mm, 3,0 m lang	806650301	80665030	1 stk
Lyskabel, Ø 5,0 mm, 3,5 m lang	806650351	80665035	1 stk
Lyskabel, Fusion, Ø 5,0 mm, 2,3 m lang	806550231	80655023	1 stk
Lyskabel, Fusion, Ø 5,0 mm, 3,0 m lang	806550301	80655030	1 stk
Lyskabel, Fusion, Ø 5,0 mm, 3,5 m lang	806550351	80655035	1 stk
Endestykke til Stortz-lyskilde	Trenger ikke endestykke for tilkobling		
Endestykke til Wolf/Stryker-lyskilde	809507		1 stk
Endestykke til Olympus-lyskilde	8096811		1 stk
Endestykke til Wolf-skop	809509		1 stk
Endestykke til Stortz/Stryker/Olympus-skop	807001		1 stk
Endestykke til ACMI/Circon/Henke-Sass-Wolf-skop	807002		1 stk

