

SafeAir Røykavsug *kompakt*

Effektiv, stillegående og brukervennlig

Nå
i kompakt
størrelse!



Effektivt og stillegående takket være kraftig vakuump teknologi

- Øyeblikkelig maksimalt sug direkte fra røykkilden
- Minimal støy under bruk
- ULPA-filter fanger opp skadelige partikler. Aktivt kull fjerner lukt

Brukervennlig

- Synkronisert aktivering med ESU via utfellbar sensor
- Individuelt justerbar sugeskraft og avstengningsforsinkelse
- Indikator viser gjenstående levetid for filter

SafeAir™
Surgery without smoke

SafeAir Røykavsug kompakt

Effektiv, stillegående og brukervennlig

Tekniske data

Klassifikasjon:	Klasse I, type B
Kapslingsgrad:	IP 21, normalt tett
Nettspenning:	230–240 V AC – 50/60 Hz
Strømforbruk	ved drift: høyst 170 W ved standby: 22 W
Sikring:	1 x T10A, 250 V AC
Vakuum:	ca. 550 mbar
Sugeevne	Største sugeevne ved filterinnløpet: ca. 110 l/min Største sugeevne ved spissen av SafeAir Smoke Pencil: 90 l/min ± 10 % minste sugeevne ved spissen av SafeAir Smoke Pencil: 40 l/min ± 10 %
Filter:	ULPA-filter med aktivt kull Filtreringseffektivitet: 99,999 % ved 0,1 mikrometer
Mål:	300 x 380 x 140 mm (uten tilbehør)
Vekt:	13 kg

Bestillingsinformasjon

AVSUG

SFR-kompakt	SafeAir Røykavsug kompakt, inkl. ett ULPA-filter med aktivt kull,	eske à 1
-------------	-------------------------------------------------------------------	----------

FORBRUKSVARER

SFR-FIL-C	ULPA-filter med aktivt kull,	eske à 1
SFR-CON	Slange til sammenkobling av ULPA-filter og sekretflaske,	eske à 10
SFR-TUB-7	7 m forlengingsslange for SafeAir Røykavsug kompakt-utslipp,	eske à 1
SFR-FSW	Fotbryter,	eske à 1
SFR-compact-KIT-1	1-årig servicesett som inneholder: 2 lyddempere, silikonfett og gummihansker,	eske à 1
SFR-compact-KIT-3	3-årig servicesett som inneholder: Lameller, 2 lyddempere, silikonfett, O-ringer og gummihansker	eske à 1



2014.07 BV01 77ANO

CE SafeAir Røykavsug

SafeAir AG

D4 Platz 3
CH-6039 Root Längenbold
Sveits

E-post: info@safear.ch
www.safear.ch

Distribueres av:
KEBOMED AS
Tlf: 55 98 77 00
E-post: info@kebomed.no
www.kebomed.no

KEBOMED

MVA-nr.: CHE-299.243.601
SafeAir er et varemerke som tilhører
SafeAir AG. Copyright SafeAir 2012

SafeAir™
Surgery without smoke