

# KEBOMED



## KLS Martin medLED Sapphire og Onyx

---

Kraftige og komfortable  
hodelamper

## medLED

### Egner seg spesielt til:

- Øre-nese-hals
- Operasjon
- Ortopedi
- Rygg
- Plastikk

### Egenskaper:

- Lysstyrke:  
Sapphire: Opp til 200.000 lx, sterkt, fokusert lysfelt gir god dybdebelysning  
Onyx: Opp til 100.000 lx, stort lysfelt med homogent lys
- Fargetemperatur: 5.000 K
- Kapasitet på batteri: 6,5 timers sammenhengende bruk
- Ladetid: 6 timer med USB-kabel til PC eller med adapter til vanlig støpsel i vegg
- Indikator viser gjenstående batteritid
- Trinnløs dimming
- Leveres i oppbevaringskoffert med skulderstropp, ladekabel og 2 oppladbare batterier.
- Stroppene er designet med tanke på komfort
- Totalvekt:  
Sapphire: 310 gram  
Onyx: 375 gram
- Forstørrelsesglass tilgjengelig i 2x, 3x eller 4x



medLED Sapphire



medLED Onyx



**KLS martin**  
GROUP

Bestillingsinformasjon	Artikkelnr.	Antall
medLED Sapphire, med transportkoffert, USB-ladekabel og 2 stk litium-ion-batterier	17-500-10-04	1 stk
Ladestasjon for 4 batterier	17-500-17-04	1 stk
2 stk ekstra batterier	17-500-15-04	2 stk
Ekstra pannebånd	17-500-18-04	1 sett

