

# KEBOMED



## Endocam Flex

---

Enkel og kompakt  
videoprosessor for  
fleksible og rigide skop

## Endocam Flex HD

### Enkel og kompakt videoprosessor

Richard Wolf Endocam Flex HD er en nyvinnende videoprosessor som er svært kompakt og enkel i bruk. Systemet kan brukes både med fleksible og rigide skop.

#### Egenskaper oppsummert

- Ekstremt kompakt system, perfekt for steder med begrenset plass
- Dimensjoner: 150 (bredde) x 58 (høyde) x 245 (dybde) mm
- Integrert VESA 100-kobling, kan monteres på vegg eller installeres på siden av en tralle
- Kan brukes med et bredt utvalg fleksible sensorendoskoper innen urologi og lungemedisin fra Richard Wolf
- Kan kombineres med kamerahodet Endocam Flex HD, som kan kobles til rigide skop fra alle leverandører
- Kan kombineres med lyskilden Endolight Flex LED, som er nærmest støyfri, har over 30.000 timers levetid, og gir lys tilsvarende en 180 Watt xenonlyskilde

#### Kan brukes med følgende fleksible endoskoper:

- Cobra Vision uretero-renoskop med 2 arbeidskanaler
- Boa Vision uretero-renoskop med 1 arbeidskanal
- Sensorsystoskop
- Diagnostisk sensorbronkoskop
- Terapeutisk sensorbronkoskop
- "Slim Line" sensorbronkoskop



Bestillingsinformasjon	Artikkelnr.	Antall
Endocam Flex HD Videoprosessor	55211011	1 stk
Endocam Flex Kamerahode	5521902	1 stk
Objektiv zoom F=13-29 mm	5261504	1 stk
Objektiv uro/orto/ØNH F=14 mm	85261144	1 stk
Objektiv laparaskopi F=24 mm	85261244	1 stk
Endocam Flex LED-lyskilde	51660011	1 stk
Monteringskit for Flex-enheter på tralle	32116452	1 stk
Cobra Vision Uretero-Renoskop, komplett	735610761	1 stk
Boa Vision Uretero-Renoskop, komplett	735510761	1 stk
Flexible Sensor Cystoscope	731510061	1 stk
Diagnostisk Sensorbronkoskop	7250001	1 stk
Terapeutisk Sensorbronkoskop	7260001	1 stk
"Slim Line" Sensorbronkoskop	7236001	1 stk

