

4DryField

Enkel, sikker og effektiv forhindring av adheranser

Adheranser er en av de hyppigste komplikasjonene etter operasjoner. Disse kan resultere i kronisk eller tilbakevendende smerter, barnløshet og smerter ved samleie.

4DryField er det eneste produktet på verdensbasis med CE-sertifisering som kan dokumentere forhindring av adheranser. Det gir i tillegg god hemostase.

Enkelt i bruk

- Klart til bruk ut av esken
- Enkelt å påføre i pulverform og fuktes med saltvann
- Krever ikke spesiell oppbevaring
- Kan brukes ved laparoskopiske operasjoner

Trygt

- Består av kun plantebaserte ingredienser, inneholder ingen komponenter fra mennesker eller dyr
- Ingen fare for sykdomsoverføring
- Fri for skadelige stoffer
- Opptil 1g per kg kroppvekt tolereres godt
- Øker ikke levedyktigheten til kreftceller
- Fremmer helingsprosessen
- Resorberes innen 7 dager


Effektivt

- Umiddelbar hemostase
- Svært effektiv forhindring av adheranser

4DryField kommer i hendige dryppflasker. Man kan også bruke det laparoskopisk sammen med et ergonomisk håndstykke som passer til trokarer fra 5 mm og oppover.



Forekomst av adheranser



1. Poehnert et al. 2016 Int J Med Sci



4DFLap laparoskopisk håndstykke

Bestillingsinformasjon	Artikkelnr.	Antall
4DryField 1 gram	SK0001-EU	Eske á 5 stk
4DryField 3 gram	SK0003-EU	Eske á 3 stk
4DryField 5 gram	SK0005-EU	Eske á 3 stk
4DryField 9 gram	SK0009-EU	Eske á 3 stk
4DFLAP laparoskopisk håndstykke	LA0038-EU	Eske á 18 stk

