


# 18

Sauger, Kanülen  
Trocars, Suction Tubes, Cannulas  
Trócares, Tubos de Aspiración, Cánulas  
Trocarts, Tubes d'aspiration, Canules  
Trequarti, Tubi d'aspirazione, Cannule



## Sauger

Suction Tubes

Tubos de aspiración

Tubes d'aspiration

Tubi d'aspirazione



18-510-33-07 -  
18-511-50-07

pädiatrische Sauger, mit perforierter Schraubspitze  
pediatric suction tubes, with perforated screw tip  
tubos de aspiración para niños, con punta perforada y roscada  
tubes d'aspiration pour enfants, avec pointe perforée et fileté  
tubi di aspirazione pediatrici, con punta perforata e filetta

18-510-33-07	45°	18 cm / 7 1/8"	Ø 3,3 mm
18-510-50-07			Ø 5,0 mm
18-511-33-07	90°	16 cm / 6 2/8"	Ø 3,3 mm
18-511-50-07			Ø 5,0 mm

18-512-33-07 -  
18-514-50-07

pädiatrische Sauger  
pediatric suction tubes  
tubos de aspiración para niños  
tubes d'aspiration pour enfants  
tubi di aspirazione



18-512-33-07	45°	21 cm / 8 2/8"	Ø 3,3 mm
18-512-50-07			Ø 5,0 mm
18-513-33-07	60°	18 cm / 7 1/8"	Ø 3,3 mm
18-513-50-07			Ø 5,0 mm
18-514-33-07	90°	15 cm / 5 7/8"	Ø 3,3 mm
18-514-50-07			Ø 5,0 mm

## Sauger


Suction Tubes  
Tubos de aspiración  
Tubes d'aspiration  
Tubi d'aspirazione

## Sauger, Kanülen

Suction Tubes, Cannulas  
Tubos de Aspiración, Cánulas  
Tubes d'aspiration, Canules  
Tubi d'aspirazione, Cannule



Arbeitslänge  
Working length  
Longitud d. trabajo  
Longueur de travail  
Lungh. di lavoro  
29 cm / 11 2/8"



1/4

18-515-60-07

Sauger  
Suction Tubes  
Tubos de aspiración  
Tubes d'aspiration  
Tubi d'aspirazione

18-516-60-07

MIC-Sauger mit Saugunterbrecher  
MIS Suction cannulas with suction stop  
Cánulas de aspiración CMI con interrupción de succión  
Canules d'aspiration CMI avec interruption de l'aspiration  
Cannule di aspirazione CMI con arresto aspirazione

1/2

Ø 6 mm

18-515-60-07 -  
18-516-60-07  
39 cm / 15 2/8"



1/4

18-517-01-07

4,5 cm

Ventrikularauslass  
Ventricular vent  
Salida ventricular  
Sortie ventriculaire  
Sfiato ventricolare

## Sauger

Suction Tubes

Tubos de aspiración

Tubes d'aspiration

Tubi d'aspirazione



1/2

	Arbeitslänge working length largo útil longueur utile lunghezza utile	
18-521-31-01	200 mm	Ø 3,0 mm
18-521-21-01	200 mm	Ø 4,0 mm
18-521-51-01	200 mm	Ø 5,0 mm



1/2

Ø 3,3 mm  
Frazier  
18-522-10-01  
24 cm / 9 5/8"



1/2

Frazier  
18-523-06-01 -  
18-523-13-01  
19,5 cm / 7 5/8"


	Arbeitslänge working length largo útil longueur utile lunghezza utile	
18-523-06-01	130 mm	Ø 2,0 mm
18-523-07-01	130 mm	Ø 2,3 mm
18-523-08-01	130 mm	Ø 2,7 mm
18-523-09-01	130 mm	Ø 3,0 mm
18-523-10-01	130 mm	Ø 3,3 mm
18-523-11-01	130 mm	Ø 3,6 mm
18-523-12-01	130 mm	Ø 4,0 mm
18-523-13-01	130 mm	Ø 5,0 mm

## Sauger

Suction Tubes  
Tubos de aspiración  
Tubes d'aspiration  
Tubi d'aspirazione

## Sauger, Kanülen

Suction Tubes, Cannulas  
Tubos de Aspiración, Cánulas  
Tubes d'aspiration, Canules  
Tubi d'aspirazione, Cannule



1/2

Fergusson  
18-524-15-01 -  
18-524-50-01  
18 cm / 7 1/8"

	Arbeitslänge working length largo útil longueur utile lunghezza utile	
18-524-15-01	110 mm	Ø 1,5 mm
18-524-20-01	110 mm	Ø 2,0 mm
18-524-25-01	110 mm	Ø 2,5 mm
18-524-30-01	110 mm	Ø 3,0 mm
18-524-40-01	110 mm	Ø 4,0 mm
18-524-50-01	110 mm	Ø 5,0 mm



1/2

Fergusson  
18-524-60-01 -  
18-524-65-01

	Arbeitslänge working length largo útil longueur utile lunghezza utile	
18-524-60-01	130 mm	Ø 1,5 mm
18-524-61-01	130 mm	Ø 2,0 mm
18-524-62-01	130 mm	Ø 2,5 mm
18-524-63-01	130 mm	Ø 3,0 mm
18-524-64-01	130 mm	Ø 4,0 mm
18-524-65-01	130 mm	Ø 5,0 mm

## Sauger

Suction Tubes

Tubos de aspiración

Tubes d'aspiration

Tubi d'aspirazione



	Arbeitslänge working length largo útil longueur utile lunghezza utile	
18-524-70-01	160 mm	Ø 1,5 mm
18-524-71-01	160 mm	Ø 2,0 mm
18-524-72-01	160 mm	Ø 2,5 mm
18-524-73-01	160 mm	Ø 3,0 mm
18-524-74-01	160 mm	Ø 4,0 mm
18-524-75-01	160 mm	Ø 5,0 mm

Fergusson  
18-524-70-01 -  
18-524-75-01



	Arbeitslänge working length largo útil longueur utile lunghezza utile	
18-524-80-01	200 mm	Ø 1,5 mm
18-524-81-01	200 mm	Ø 2,0 mm
18-524-82-01	200 mm	Ø 2,5 mm
18-524-83-01	200 mm	Ø 3,0 mm
18-524-84-01	200 mm	Ø 4,0 mm
18-524-85-01	200 mm	Ø 5,0 mm


Fergusson  
18-524-80-01 -  
18-524-85-01

## Sauger

Suction Tubes  
Tubos de aspiración  
Tubes d'aspiration  
Tubi d'aspirazione

## Sauger, Kanülen

Suction Tubes, Cannulas  
Tubos de Aspiración, Cánulas  
Tubes d'aspiration, Canules  
Tubi d'aspirazione, Cannule



1/2

Poppen  
18-525-06-01 -  
18-525-12-01

	Arbeitslänge working length largo útil longueur utile lunghezza utile	
18-525-06-01	90 mm	Ø 2,0 mm
18-525-08-01	90 mm	Ø 2,6 mm
18-525-10-01	90 mm	Ø 3,3 mm
18-525-12-01	90 mm	Ø 4,0 mm

## Sauger, Saugrohre

Suction cannulas, Suction Tubes

Cánulas de aspiración, Tubos de aspiración

Canules d'aspiration, Tubes d'aspiration

Cannule di' aspirazione, Tubi di aspirazione



1/2



1/2

	Saugaufsatz Suction tip Punta de succión Pointe de succion Punta per aspirazione
18-526-05-01	Ø 0,5 mm
18-526-07-01	Ø 0,7 mm
18-526-09-01	Ø 0,9 mm
18-526-12-01	Ø 1,2 mm

Zoellner

18-526-00-01

Saugkanüle, allein  
Suction cannula, only  
Tubo de aspiración, solo  
Tube d'aspiration, seul  
Tubo di aspirazione, solo

Zoellner

18-526-17-01

Saugspitze  
suction tip  
punta de succión  
pointe de succion  
punta per aspirazione



18-526-00-01



1/2



1/1

	Saugaufsatz Suction tip Punta de succión Pointe de succion Punta per aspirazione
18-527-04-01	Ø 0,4 mm
18-527-06-01	Ø 0,6 mm
18-527-08-01	Ø 0,8 mm

Ø 2,3 mm

Wullstein

18-527-00-01

14 cm / 5 4/8"

komplett mit Griff und drei Aufsätzen  
complete, with handle and 3 tips  
completo, con mango y 3 puntas  
complet, avec manche et 3 pointes  
completo, con manico e 3 punte

18-527-04-01 - 18-527-08-01

4,5 cm / 1 6/8"

Mikro-Saugkanüle  
Micro suction cannula  
Micro-tubo de aspiración  
Micro-tube d'aspiration  
Micro-tubo di aspirazione



1/2

Ø 2,5 mm

Wullstein

18-527-01-01

14 cm / 5 4/8"

Handgriff mit Rohr, allein  
Handle with tube, only  
Mango con tubo, solo  
Manche avec tube, seul  
Manico con tubo, solo



18-527-00-01

## Sauger, Saugrohre

Suction cannulas, Suction Tubes

Cánulas de aspiración, Tubos de aspiración

Canules d'aspiration, Tubes d'aspiration

Cannule di aspirazione, Tubi di aspirazione


## Sauger, Kanülen

Suction Tubes, Cannulas

Tubos de Aspiración, Cánulas

Tubes d'aspiration, Canules

Tubi d'aspirazione, Cannule



1/2

	Arbeitslänge working length largo útil longueur utile lunghezza utile	
18-528-10-01	75 mm	Ø 1,0 mm
18-528-15-01	75 mm	Ø 1,5 mm
18-528-20-01	75 mm	Ø 2,0 mm

## Baron-Schuknecht

18-528-10-01 -

18-528-20-01

mit Unterbrecher  
with finger cut-off

con placa interruptor

avec plaque interrupteur

con placa interruttore



1/2



1/1

**Ø 3,0 mm**  
18-529-30-07

16,5 cm / 6 4/8"

Arbeitslänge  
working length  
largo útil  
longueur utile  
lunghezza utile

**110 mm**



**Ø 3,5 mm**  
18-529-35-07

16,5 cm / 6 4/8"

Arbeitslänge  
working length  
largo útil  
longueur utile  
lunghezza utile

**110 mm**



**Ø 4,5 mm**  
18-529-45-07

18 cm / 7 1/8"

Arbeitslänge  
working length  
largo útil  
longueur utile  
lunghezza utile

**130 mm**



1/2

## Luer

18-529-30-07 -

18-529-45-07

konisch

conical

cónico

conique

conico

18-531-01-07

Saughandgriff für Tonsillenkanüle

Suction handle for tonsil cannula

Mango de aspiración para  
cánula para amígdalas

Poignée d'aspiration pour  
aiguille pour amygdales

Impugnatura di aspirazione  
per cannula per tonsille



**18-640-20-07,  
18-641-20-07,  
18-642-20-07**

## Sauger, Saugrohre

Suction Tubes, Suction Tubes

Tubos de aspiración, Tubos de aspiración

Canules d'aspiration, Tubes d'aspiration

Cannula d'aspirazione, Tubi d'aspirazione



**Ø 3,2 mm**  
Landolt  
18-533-01-07

25 cm / 9 7/8"

Sauger für Hypophyse  
Suction tube for pituitary  
Aspirador para pituitaria  
Tube d'aspiration pour hypophyse  
Tubo di aspirazione per ipofisi



Cerullo  
18-535-00-07

Saugventil  
Suction valve  
Válvula de aspiración  
Vanne d'aspiration  
Valvola di aspirazione



Yasargil  
18-540-15-01 -  
18-540-35-01

17 cm / 6 5/8"


	Arbeitslänge working length largo útil longueur utile lunghezza utile	
18-540-15-01	150 mm	Ø 1,5 mm
18-540-20-01	150 mm	Ø 2,0 mm
18-540-25-01	150 mm	Ø 2,5 mm
18-540-35-01	150 mm	Ø 3,5 mm

## Sauger

Suction Tubes  
Tubos de aspiración  
Tubes d'aspiration  
Tubi d'aspirazione

## Sauger, Kanülen

Suction Tubes, Cannulas  
Tubos de Aspiración, Cánulas  
Tubes d'aspiration, Canules  
Tubi d'aspirazione, Cannule



1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

**Ø 8,0 mm**  
Baby-Yankauer  
18-542-21-01  
21 cm / 8 2/8"

**Ø 9,4 mm**  
Yankauer  
18-543-27-01  
31 cm / 12 2/8"  
komplett, mit Saugspitze  
und Schlaucholive  
complete, with suction tip  
and connector  
completo, con punta de succión  
et raccord  
complet, avec pointe de succion  
et raccord  
completi, con punte d'aspirazione  
e raccordo

**Ø 4,0 mm**  
De Bakey-Adson  
18-544-16-07  
16 cm / 6 2/8"

**Ø 4,0 mm**  
De Bakey-Adson  
18-544-20-07  
20 cm / 7 7/8"

**Ø 9,0 mm**  
De Bakey-Adson  
18-544-28-07  
28 cm / 6 2/8"

18

## Sauger

Suction Tubes  
Tubos de aspiración  
Tubes d'aspiration  
Tubi d'aspirazione



1/2

**Ø 2,5 mm**  
**Fig. 0**  
18-545-10-01  
10 cm / 3 7/8"

**Ø 3,4 mm**  
**Fig. 1**  
18-545-11-01  
10 cm / 3 7/8"

**Ø 4,3 mm**  
**Fig. 2**  
18-545-12-01  
10 cm / 3 7/8"

**Ø 6,0 mm**  
**Fig. 3**  
18-545-13-01  
13,5 cm / 5 3/8"

1/2

1/2

1/2

1/2

**Yankauer**  
18-545-00-01  
31 cm / 12 2/8"

komplett, mit Griff, 4 Saugrohren Fig. 0/1/2/3,  
Saugspitze und Schlaucholive  
complete, with handle, 4 tubes fig. 0/1/2/3,  
suction tip and tube connector  
completo, con mango, 4 tubos, fig. 0/1/2/3,  
punta de succión y conector para tubos  
complet, avec manche, 4 tubes, fig. 0/1/2/3,  
pointe de succion et raccord ou tubes  
completi, con manico, 4 tubi, fig. 0/1/2/3,  
punta per aspirazione e raccordo per tubi

18-545-00-01

Set bestehend aus:  
Set consisting of:  
Juego formado por:  
Set composé de:  
Set composto da:

18-545-01-01

18-545-02-01

18-545-10-01

18-545-11-01

18-545-12-01

18-545-13-01

18-545-15-01

18-545-01-01

15 cm / 5 7/8"

Handgriff  
Handle  
Mango  
Manche  
Manico

18-545-02-01

2,5 cm / 1"

Schlaucholive  
Olive  
Oliva  
Olive  
Oliva

**9,9 mm**  
18-545-15-01


Saugspitze  
suction tip  
punta de succión  
pointe de succion  
punta per aspirazione

## Sauger

Suction Tubes  
Tubos de aspiración  
Tubes d'aspiration  
Tubi d'aspirazione

## Sauger, Kanülen

Suction Tubes, Cannulas  
Tubos de Aspiración, Cánulas  
Tubes d'aspiration, Canules  
Tubi d'aspirazione, Cannule



Baby-Poole  
18-548-19-01  
19 cm / 7 4/8"  
**Ø 6 mm**



Baby-Poole  
18-549-19-01  
19 cm / 7 4/8"  
**Ø 6 mm**



Poole  
18-550-22-01  
24 cm / 9 4/8"  
**Ø 10 mm**



Poole  
18-551-22-01  
25 cm / 9 7/8"  
**Ø 8 mm**

## Sauger

Suction Tubes

Tubos de aspiración

Tubes d'aspiration

Tubi d'aspirazione



1/2

	Saugrohr Suction tube Tubo de aspiración Tube d'aspiration Tubo di aspirazione	Spülrohr Irrigation tube Tubo de irrigación Tube d'irrigation Tubo d'irrigazione
18-553-09-07	<b>Ø 0,9 mm</b>	<b>Ø 0,7 mm</b>
18-554-09-07	<b>Ø 1,2 mm</b>	<b>Ø 0,9 mm</b>
18-555-09-07	<b>Ø 1,5 mm</b>	<b>Ø 1,2 mm</b>



1/2

House  
18-553-09-07 -  
18-555-09-07

17 cm / 6 5/8"

Saugrohr  
Suction tube  
Tubo de aspiración  
Tube d'aspiration  
Tubo di aspirazione

House  
18-556-06-07

4,5 cm / 1 5/8"


Saugadapter  
Suction adapter  
Adaptador de aspiración  
Adaptateur d'aspiration  
Adattatore di aspirazione

## Sauger

Suction Tubes  
Tubos de aspiración  
Tubes d'aspiration  
Tubi d'aspirazione

## Sauger, Kanülen

Suction Tubes, Cannulas  
Tubos de Aspiración, Cánulas  
Tubes d'aspiration, Canules  
Tubi d'aspirazione, Cannule



1/2

Cooley  
18-561-35-01  
36 cm / 14 1/8"

**Ø 8 mm**



1/2

Cooley  
18-563-31-01  
31 cm / 12 2/8"

**Ø 10 mm**

mit perforierter Schraubspitze  
with perforated screw tip  
con punta perforada y roscada  
avec pointe perforée et fileté  
con punta perforata e filetta



1/2

Cooley  
18-565-30-01  
31 cm / 12 2/8"

**Ø 7 mm**

mit perforierter Schraubspitze  
with perforated screw tip  
con punta perforada y roscada  
avec pointe perforée et fileté  
con punta perforata e filetta



1/2

Cooley  
18-567-33-01  
36 cm / 14 1/8"

**Ø 8 mm**

mit perforierter Schraubspitze  
with perforated screw tip  
con punta perforada y roscada  
avec pointe perforée et fileté  
con punta perforata e filetta

## Sauger

Suction Tubes

Tubos de aspiración

Tubes d'aspiration

Tubi d'aspirazione



1/2

18-568-28-07

28 cm / 11"

**Ø 6 mm**

mit perforierter Schraubspitze  
with perforated screw tip  
con punta perforada y roscada  
avec pointe perforée et filetée  
con punta perforata e filetta



1/2

18-568-30-07

30 cm / 11 6/8"

**Ø 6 mm**


mit perforierter Schraubspitze  
with perforated screw tip  
con punta perforada y roscada  
avec pointe perforée et filetée  
con punta perforata e filetta

## Sauger

Suction Tubes  
Tubos de aspiración  
Tubes d'aspiration  
Tubi d'aspirazione

## Sauger, Kanülen

Suction Tubes, Cannulas  
Tubos de Aspiración, Cánulas  
Tubes d'aspiration, Canules  
Tubi d'aspirazione, Cannule



1/2

Nuboer  
18-569-21-01  
21 cm / 8 2/8"

**Ø 6 mm**  
runde Öffnung  
round opening  
abertura redonda  
ouverture ronde  
apertura rotonda



1/2

Nuboer  
18-571-21-01  
21 cm / 8 2/8"

**Ø 6 mm**  
ovale Öffnung  
oval opening  
abertura ovalada  
ouverture ovale  
apertura ovale



1/2

Jamieson  
18-572-05-07 -  
18-572-15-07  
27 cm / 10 5/8"

18-572-05-07	<b>Ø 0,5 mm</b>
18-572-10-07	<b>Ø 1,0 mm</b>
18-572-15-07	<b>Ø 1,5 mm</b>



1/2

Jamieson  
18-573-05-07 -  
18-573-10-07  
27 cm / 10 5/8"

18-573-05-07	<b>Ø 0,5 mm</b>
18-573-10-07	<b>Ø 1,0 mm</b>


## Sauger, Saugrohre

Suction Tubes

Tubos de aspiración

Tubes d'aspiration

Tubi d'aspirazione



1/1 ○

○

18-575-05-01

18-575-06-01

9 cm / 3 4/8"

9 cm / 3 4/8"

Ø 1,5 mm

Ø 2,0 mm

1/1 ○

○

18-575-07-01

18-575-08-01

9 cm / 3 4/8"

9 cm / 3 4/8"

Ø 2,5 mm

Ø 3,5 mm

Spitze seitlich perforiert  
tip laterally perforated  
punta perforada lateralmente  
pointe côté perforée  
punta con perforazione laterale



18-575-24-01



1/2

Coupland  
18-575-24-01

17 cm / 6 5/8"

Handgriff mit Schlauchansatz  
Handle with connector  
Mango con conexión para tubos  
Manche avec connection pour tubes  
Manico con raccordo per tubi



1/2

Byrd  
18-577-01-01 -  
18-577-03-01  
21,5 cm / 8 1/8"

○

18-577-01-01

Ø 3,0 mm

○

18-577-02-01

Ø 3,5 mm

1/1 ○

18-577-03-01

Ø 4,3 mm



1/2

Cogswell  
18-579-23-01  
24,5 cm / 9 5/8"

Ø 3,8 mm

mit Unterbrecher  
with finger cut-off  
con placa desconectadona  
avec plaque interrupteur  
con placa interruttore

## Führungsnadeln

Guide Needles

Agujas de guía

Aiguilles d'introduction

Aghi conduttori


## Sauger, Kanülen

Suction Tubes, Cannulas

Tubos de Aspiración, Cánulas

Tubes d'aspiration, Canules

Tubi d'aspirazione, Cannule




18-580-08-07	<b>8 CH</b>
18-580-10-07	<b>10 CH</b>
18-580-12-07	<b>12 CH</b>
18-580-14-07	<b>14 CH</b>
18-580-16-07	<b>16 CH</b>

Redon  
18-580-08-07 -  
18-580-16-07

19,5 cm / 7 5/8"

mit Schraubgewinde  
threaded end  
roscada  
filetée  
con filetto



18-581-08-07	<b>8 CH</b>
18-581-10-07	<b>10 CH</b>
18-581-12-07	<b>12 CH</b>
18-581-14-07	<b>14 CH</b>
18-581-16-07	<b>16 CH</b>

Redon  
18-581-08-07 -  
18-581-16-07

14 cm / 5 1/8"

mit Schraubgewinde  
threaded end  
roscada  
filetée  
con filetto

## Führungsnadeln

Guide Needles

Agujas de guía

Aiguilles d'introduction

Aghi conduttori



1/1




18-583-08-07	<b>8 CH</b>
18-583-10-07	<b>10 CH</b>
18-583-12-07	<b>12 CH</b>
18-583-14-07	<b>14 CH</b>
18-583-16-07	<b>16 CH</b>

1/2

Redon  
18-583-08-07 -  
18-583-16-07  
19,5 cm / 7 5/8"  
mit Schraubgewinde  
threaded end  
roscada  
filetée  
con filetto



1/1



18-584-08-07	<b>8 CH</b>
18-584-10-07	<b>10 CH</b>
18-584-12-07	<b>12 CH</b>
18-584-14-07	<b>14 CH</b>
18-584-16-07	<b>16 CH</b>

1/2


Redon  
18-584-08-07 -  
18-584-16-07  
19,5 cm / 7 5/8"  
mit Schraubgewinde  
threaded end  
roscada  
filetée  
con filetto

## Injektionskanülen

Hypodermic Needles  
 Agujas hipodérmicas  
 Aiguilles hypodérmiques  
 Cannule per iniezione

## Sauger, Kanülen

Suction Tubes, Cannulas  
 Tubos de Aspiración, Cánulas  
 Tubes d'aspiration, Canules  
 Tubi d'aspirazione, Cannule



18-606-00-01

Pudendus-Anästhesiekanüle  
 Pudendus Anaesthesia Needle  
 Cánula para anestesia transvaginal  
 Canule pour anesthésie transvaginale  
 Cannula per anestesia trasvaginale

komplett mit Nadel  
 complete with needle  
 completo con aguja  
 complet avec aiguille  
 completa con ago

18-606-01-01

Nadel  
 Cannula  
 Cánula  
 Canule  
 Cannula

**Ø 1 mm**

1/2

18-606-00-01 -  
 18-606-01-01

17,5 cm / 7"

Luer-Lock Ansatz  
 Luer Lock connection  
 conexión Luer-Lock  
 raccord Luer-Lock  
 raccordo Luer-Lock



1/2

18-610-12-07 -  
 18-610-15-07

Venenkanülen  
 Vein Cannulas  
 Cánulas para venas  
 Canules veineuses  
 Cannule per vene

18-610-12-07	<b>1,2 x 80 mm</b>
18-610-15-07	<b>1,5 x 80 mm</b>



1/2

18-611-20-07 -  
 18-696-06-01


Heparinnadel, Luer-Lock-Ansatz  
 Heparin Flushing Needle, Luer Lock connection  
 Aguja para heparin, conexión Luer-Lock  
 Aiguille pour héparine, raccord Luer-Lock  
 Ago per eparina, raccordo Luer-Lock


18-611-20-07	<b>2,0 x 45 mm</b>
18-611-30-07	<b>3,0 x 45 mm</b>
18-611-37-07	<b>3,7 x 55 mm</b>
18-611-50-07	<b>5,0 x 60 mm</b>
18-696-06-01	<b>2,9 x 65 mm</b>


## Spezialkanülen

Special Needles  
Agujas especiales  
Aiguilles spéciales  
Aghi speciali

	Arbeitslänge working length largo útil longueur utile lunghezza utile	
18-630-10-07	76 mm	Ø 1,2 mm
18-630-12-07	89 mm	Ø 1,2 mm
18-630-14-07	76 mm	Ø 1,0 mm
18-630-16-07	89 mm	Ø 1,0 mm
18-630-18-07	76 mm	Ø 0,7 mm
18-630-19-07	50 mm	Ø 0,7 mm
18-630-20-07	89 mm	Ø 0,7 mm


  
Luer-Lock Ansatz  
Luer-Lock connection  
Conexión Luer-Lock  
Raccord Luer-Lock  
Raccordo Luer-Lock

	Arbeitslänge working length largo útil longueur utile lunghezza utile	
18-632-12-07	76 mm	Ø 1,2 mm
18-632-14-07	76 mm	Ø 1,4 mm
18-632-16-07	76 mm	Ø 1,6 mm






  
mit Spezialspitze, Luer-Lock Ansatz  
with special tip, Luer-Lock connection  
con punta especial, conexión Luer-Lock  
avec pointe spéciale, raccord Luer-Lock  
con punta speciale, raccordo Luer-Lock

Tuohy  
18-630-10-07 -  
18-630-20-07

Lumbalpunktionskanüle  
Lumbar Puncture Needle  
Aguja para punción lumbar  
Aiguille pour ponction lombaire  
Cannula per puntura lumbale

Tuohy  
18-632-12-07 -  
18-632-16-07

Lumbalpunktionskanüle  
Lumbar Puncture Needle  
Aguja para punción lumbar  
Aiguille pour ponction lombaire  
Cannula per puntura lumbale

 abgesetzte Spitze tapered tip punta reducida pointe de reduction punta ridotta Ø 0,65 mm	 abgesetzte Spitze tapered tip punta reducida pointe de reduction punta ridotta Ø 0,80 mm	 abgesetzte Spitze tapered tip punta reducida pointe de reduction punta ridotta Ø 0,65 mm	 18-641-20-07 Ø 1,0 mm 18-642-20-07 Ø 1,3 mm
--	--	--	--

18-640-10-07  
Luer-Lock Ansatz  
Luer Lock connection  
conexión Luer-Lock  
raccord Luer-Lock  
raccordo Luer-Lock

18-640-15-07  
Luer-Lock Ansatz  
Luer Lock connection  
conexión Luer-Lock  
raccord Luer-Lock  
raccordo Luer-Lock

18-640-20-07  
Tonsillenkanüle, Luer-Lock-Ansatz  
Tonsil cannula, Luer Lock connection  
Cánula para amígdalas, conexión Luer-Lock  
Aiguille pour amygdales, raccord Luer-Lock  
Cannula per tonsille, raccordo Luer-Lock


18-641-20-07 -  
18-642-20-07  
Tonsillenkanüle, gewinkelt  
Tonsil cannula, angled  
Cánula para amígdalas, acodada  
Aiguille pour amygdales, angulée  
Cannula per tonsille, angolata

## Saugkanülen

Suction Cannulas  
Cánulas de aspiración  
Canules d'aspiration  
Cannule di aspirazione

## Sauger, Kanülen

Suction Tubes, Cannulas  
Tubos de Aspiración, Cánulas  
Tubes d'aspiration, Canules  
Tubi d'aspirazione, Cannule



1/2

18-645-15-07	Ø 1,5 mm
18-645-20-07	Ø 2,0 mm
18-645-25-07	Ø 2,5 mm
18-645-30-07	Ø 3,0 mm

Plester

18-645-15-07 -

18-645-30-07

19,5 cm / 7 5/8"

Saugkanüle

Suction cannula

Cánula de aspiración

Canule d'aspiration

Cannula di aspirazione



1/2

Ø 2,0 mm

18-647-20-07

16 cm / 6 2/8"

Saugkanüle, biegsam

Suction cannula, malleable

Cánula de aspiración, maleable

Canule d'aspiration, malléable

Cannula di aspirazione, malleabile


## Gefäß-Spülkanülen, Leberpunktionskanülen

Vessel Irrigation Cannulas, Liver Puncture Needles

Cánulas para irrigación vascular, Agujas para punción del hígado

Canules pour irrigation vasculaire, Aiguilles pour ponction du foie

Cannule per irrigazione vascolare, Cannule per la puntura del fetago



18-695-03-07

Ø 3,0 mm

18-695-04-07

Ø 4,0 mm

1/4

18-695-05-07

Ø 5,0 mm

18-695-06-07

Ø 6,0 mm

1/2

1/2

Ø 2,9 x 0,8 mm

mit Knopfende  
button-ended  
punta abotonada  
aboutonné  
con punta a bottone

Schmid

18-695-03-07 -

18-695-06-07

15 cm / 5 7/8"

biegsam, Luer-Lock Ansatz  
malleable, Luer-Lock connection  
maleable, conexión Luer-Lock  
malléable, raccord Luer-Lock  
malleabili, raccordo Luer-Lock

Mock

18-696-06-01

6,5 cm / 2 4/8"

Heparinnadel, Luer-Lock Ansatz  
Heparin Flushing Needle, Luer Lock connection  
Aguja para heparin, conexión Luer-Lock  
Aiguille pour héparine, raccord Luer-Lock  
Ago per eparina, raccordo Luer-Lock



1/2

	Arbeitslänge working length largo útil longueur utile lunghezza utile	
18-700-10-07	35 mm	Ø 1,0 mm
18-700-15-07	70 mm	Ø 1,0 mm
18-700-20-07	70 mm	Ø 1,2 mm
18-700-25-07	100 mm	Ø 1,2 mm
18-700-30-07	70 mm	Ø 1,4 mm
18-700-35-07	100 mm	Ø 1,4 mm
18-700-40-07	70 mm	Ø 1,6 mm
18-700-50-07	100 mm	Ø 1,8 mm

Menghini

18-700-10-07 -

18-700-50-07

für Leberblindpunktion, mit Stoppsonde  
for liver blind puncture, with stopping probe  
para punción ciega del hígado, con aguja limitadora  
pour ponction aveugle du foie, avec clou d'arrêt  
per puntatura con ago limitatore



	Arbeitslänge working length largo útil longueur utile lunghezza utile	
18-710-18-02	168 mm	Ø 1,8 mm

Menghini

18-710-18-02


für gezielte Leberpunktion  
for controlled liver blind puncture  
para punción controlada del hígado  
pour ponction contrôlée du foie  
per puntatura controllata del fetago

## Verbindungsstücke, Hähne

Connecting Pieces  
Piezas de conexión  
Raccords  
Raccordi

## Sauger, Kanülen

Suction Tubes, Cannulas  
Tubos de Aspiración, Cánulas  
Tubes d'aspiration, Canules  
Tubi d'aspirazione, Cannule



1/2

18-800-00-02

Zwischenstück  
Connector  
Conector  
Raccord  
Raccordo

LL = weiblich, RC = männlich  
LL = female, RC = male  
LL = hembra, RC = macho  
LL = femelle, RC = mâle  
LL = femminile, RC = maschile



1/2

18-802-00-02

Zwischenstück  
Connector  
Conector  
Raccord  
Raccordo

RC = weiblich, Luer = männlich  
RC = female, Luer = male  
RC = hembra, Luer = macho  
RC = femelle, Luer = mâle  
RC = femminile, Luer = maschile



1/2

18-804-00-02

Schlauchverbinder  
Connector  
Conector  
Raccord  
Raccordo

LL = männlich  
LL = male  
LL = macho  
LL = mâle  
LL = maschile



1/2

18-806-00-02

Schlauchverbinder  
Connector  
Conector  
Raccord  
Raccordo

LL = weiblich  
LL = female  
LL = hembra  
LL = femelle  
LL = femminile



1/2

18-825-01-02	Ø 2,5 / 4,0 mm
18-825-02-02	Ø 2,5 / 6,5 mm
18-825-03-02	Ø 3,0 / 9,0 mm

18-825-01-02 -  
18-825-03-02

Katheteransatz, konisch  
Catheter Fitting, conical  
Adaptador para catéteres, cónico  
Adaptateur pour cathéters, conique  
Adattatore per cateteri, conico

Luer-Lock Ansatz = weiblich  
Luer-Lock connection = female  
conexión Luer-Lock = hembra  
raccord Luer-LockL = femelle  
raccordo Luer-Lock = femminile



1/2

18-840-00-02

Durchflußhahn  
Stopcock  
Llave  
Robinet  
Rubinetto

LL = weiblich/männlich  
LL = female/male  
LL = hembra/macho  
LL = femelle/mâle  
LL = femminile/maschile



1/2

18-845-00-02

Dreiwegehahn  
3-Way Stopcock  
Llave de 3 vías  
Robinet à trois voies  
Rubinetto a tre vie

1 x LL = männlich, 2 x LL = weiblich  
1 x LL male, 2 x LL = female  
1 x LL macho, 2 x LL = hembra  
1 x LL mâle, 2 x LL = femelle  
1 x LL maschile, 2 x LL = femminile

