

KEBOMED



Otopront SIT 4

Fleksibel undersøgelsesstol
til øre-nese-hals

SIT 4

Fleksibel undersøkelsesstol

SIT 4 Plus er en fleksibel undersøkelsesstol for øre-nese-hals-undersøkelser. Hver modell av stolen har samme egenskaper som den forrige modellen, med noen ekstra funksjoner.

SIT 4 Economy

Elektrisk heve-senk motor
Manuell ryggstøttejustering
Trinnløs sving/rotasjon

SIT 4, ekstra funksjoner:

Justerbare armstøtter
Bremse for rotasjon

SIT 4 Plus, ekstra funksjoner

Justerbar fotstøtte
Simultan bevegelse av fotstøtte og ryggstøtte

SIT 3 Plus E, ekstra funksjoner:

Elektrisk justering av fot- og ryggstøtte

SIT 4 Plus ER

Elektrisk rotasjon av stolen

Egenskaper, oppsummert

- Maksimal pasientvekt 180 kg i alle posisjoner
- Hev- og senkfunksjon, regulerbar høyde med 20-30 cm
- Nakkestøtte kan heves 15 cm
- Stolrygg kan tiltes 10 grader frem mot lege
- Kan legges i -10 grader Trendelenburg-posisjon
- Anti-vippe støtte
- Stol kan roteres 360 grader, sete 90 grader mot begge sidene
- Armlener kan løftes opp
- Kan leveres på hjul



otopront®

Bestillingsinformasjon	Artikkelnr.	Antall
SIT 4 Economy	146.001E	1 stk
SIT 4	100.666E	1 stk
SIT 4 Plus	100.664E	1 stk
SIT 4 Plus E	100.665E	1 stk
SIT 4 Plus ER	100.667E	1 stk

